

SILVERIN® STICKS

Silvernitratsticka

Medicin-teknisk produkt

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

LÄS NOGA IGENOM DENNA BIPACKSEDEL INNAN DU ANVÄNDER DEN.

Använd alltid denna medicin-tekniska produkt exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare. Vänd dig till din läkare om du behöver mer information, råd eller vid biverkningar. Om ingen förbättring sker eller om försämring uppstår kontakta din läkare.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

- INNEHÅLL I DENNA BRUKSANVISNING:**
1. Vad är SILVERIN® Silvernitratsticka och vad används de för?
2. Vad du behöver veta innan du använder SILVERIN® Silvernitratsticka?
3. Hur använder du SILVERIN® Silvernitratsticka?
4. Vilka biverkningar kan förekomma?
5. Hur förvaras SILVERIN® Silvernitratsticka?
6. Förpackningens innehåll och ytterligare upplysningar

1. VAD ÄR SILVERIN® SILVERNITRATSTICKA OCH VAD ANVÄNDS DE FÖR?

Silvernitrat har i låg koncentration en bakteriedödande effekt och är i hög koncentration frätande och sörbildande. Kaliumnitratets uppgift är att minska silvernitratets koncentration så att lösningen blir mildare. Denna blandning är placerad på en pinne, som på ett fändstickshuvud, och är klar för engångsbruk man har fuktat huvudet med vatten. Detta möjliggör en exakt behandling av det område man vill behandla.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:
Till vårtor, aphous stomatitits och som blodstillare av ytlig blödning samt vid näsblödning. Den kan också användas för attavlägsna överskott av vävnadstillväxt (svalkött) som kan uppstå vid läkning av hudsår. Navelsträngsrester kan avlägsnas med SILVERIN® Silvernitratsticka, något som utförs av läkare eller barmmorska.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SILVERIN® SILVERNITRATSTICKA?

Silvernitratstickan får inte användas om du är allergisk mot silvernitrat eller kaliumnitrat. Det kan ta upp till 24 timmar innan det behandlande området blir svart.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET:
• Vid hudförändringar som är ovanliga i färg eller form och som inte kan identifieras som granulationsvävnad eller som vanliga vårtor bör SILVERIN® STICKS endast användas under kontroll av läkare.

- Rör inte på SILVERIN® STICKS topp (etsmedel) med våta händer.
- Skydda dina kläder och andra föremål när du hanterar silvernitratstickan.
- Silvernitrat leder till brunsvarta fläckar och dessa kan inte avlägsnas med vanliga rengöringsmedel.
- Om frisk hud oavsiktligt kommit i kontakt med silvernitratstickan: Håll under rinnande vatten och rengör med en tvättsvamp. Det kan fortfarande leda till att dessa hudområden blir mörka men detta är ofarligt. De mörka områdena bleknar efter ca 10-14 dagar.
- Om silvernitratstickant kommit i kontakt med ögat: Håll genetat det öppna ögat under rinnande vatten i minst 5 minuter, kontakta därefter läkare.
- Vid användning runt munnen och i munhålan är det mycket viktigt att se till att inga delar av toppen svaljs.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

BARN: Användning på barn under 3 år bör endast ske efter kontakt med läkare. SILVERIN® STICKS 50% Silvernitratsticka Medicin-teknisk produkt

ANDRA LÄKEMEDEL I KOMBINATION MED SILVERIN® SILVERNITRATSTICKA:

Det finns inga kända interaktioner mellan andra läkemedel och SILVERIN® Silvernitratsticka.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

GRAVIDITET OCH AMNING:
Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att få barn, rådgör med läkare innan du använder denna medicin-tekniska produkt.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

BILKÖRNING:
Användning av SILVERIN® Silvernitratsticka påverkar inte körförmågan.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

3. HUR ANVÄNDER DU SILVERIN® SILVERNITRATSTICKA?
Använd alltid denna medicin-teknisk produkt exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel. Om du är osäker, fråga din läkare.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

SILVERIN® STICKS

Caustische stiften met zilvernitraat

Medisch product

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

LEES VOOR GEBRUIK A.U.B. DE GEBRUIKSINFORMATIE ZORGVULDIG DOOR.

Gebruik dit medisch product altijd precies zoals beschreven in de bijsluiter respectievelijk exact volgens de instructies van uw arts of apotheker. Raadpleeg uw apotheker als u meer informatie of advies wenst of bijwerkingen opmerkt. Wanneer er na herhaaldelijk gebruik geen verbetering optreedt of er zelfs sprake is van verslechtering, neem dan contact op met uw arts.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

INHOUD VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING:

- Wat zijn SILVERIN® caustische stiften met zilvernitraat en waarvoor worden ze gebruikt?
- Waar moet u vóór het gebruik van SILVERIN® caustische stiften met zilvernitraat op letten?
- Hoe moeten SILVERIN® caustische stiften met zilvernitraat worden gebruikt?
- Welke bijwerkingen kunnen er optreden?
- Hoe moeten SILVERIN® caustische stiften met zilvernitraat worden bewaard?
- Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

1. WAT ZIJN SILVERIN® CAUSTISCHE STIFTEN MET ZILVERNITRAAT EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT?

Zilvernitraat heeft in kleine concentraties een bacteriedodende werking, in hoge concentraties werkt het korstvormend en bijtend. Kaliumnitraat wordt gebruikt als verdunningsmiddel zodat de reactie van het zilvernitraat milder is. Het mengsel is net als bij een lucifer op een staafje aangebracht en na bevochtiging gereed voor eenmalig gebruik. Dit medisch product maakt een puntsgewijze hantering mogelijk zodat de werking ervan tot nauwkeurig afgebakende plaatsen beperkt blijft.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
Voor de behandeling van wratten, navelsträngsrester, huidwoekeringen, voor wondbehandeling, afteuze stomatitis, voor bloedstelping bij oppervlakkige bloedingen en neusbloedingen.

2. WAAR MOET U VÓÓR HET GEBRUIK VAN SILVERIN® CAUSTISCHE STIFTEN MET ZILVERNITRAAT OP LETTEN?

De caustische stiften met zilvernitraat mogen niet worden gebruikt als u allergisch bent voor zilvernitraat of kaliumnitraat. Het kan tot 24 uur uren voordat het behandelde gebied is verkleurd.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:
• Bij alle ongewoon verkleurde of ongewoon gevormde huidveranderingen die niet eenduidig als ‚wild vlees‘ of als gewone wratten herkenbaar zijn, mogen de SILVERIN® STICKS alleen onder toezicht van een arts worden gebruikt.

- Raak de tip (etsmiddel) van de SILVERIN® STICKS niet met vochtige handen aan.
- Bescherm uw kleding en andere voorwerpen tijdens het gebruik van de caustische stiften.
- Zilvernitraat veroorzaakt bruinzwarte vlekken die met gangbare reinigings- of wasmiddelen niet kunnen worden verwijderd.
- Gezonde huid die onbedoeld met de tip van de caustische stift in aanraking komt, moet zorgvuldig met stromend water en een spons worden gereinigd. Desondanks kan er sprake zijn van een ongevaarlijke donkere verkleuring van deze huidplekken. De donkere verkleuring verbleekt na ongeveer 10-14 dagen weer.
- Wanneer de caustische stift met het oog in aanraking is gekomen, onmiddellijk met geopend ooglid minimaal 5 minuten onder stromend water spoelen en daarna een arts raadplegen.
- Bij gebruik rond de mond dient u erop te letten dat er geen delen van de tip worden ingestikt.

KINDEREN: Gebruik bij kinderen jonger dan 3 jaar mag alleen na individueel advies van een arts.

WISSELWERKINGEN:

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING:
Als u zwanger bent, borstvoeding geeft, vermoedt dat u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, dan dient u vóór gebruik van dit medisch product uw arts of apotheker te raadplegen.

RIJVAARDIGHEID:

Het gebruik van SILVERIN® caustische stiften met zilvernitraat heeft geen invloed op de rijvaardigheid.

SILVERIN® STICKS

Lápices cáusticos

Producto médico

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

LEA DETENIDAMENTE EL PROSPECTO ANTES DE PROCEDER A LA APLICACIÓN.

Utilice siempre este producto médico según se describe en el prospecto o bien de forma precisa según las instrucciones de su médico o farmacéutico. Consulte a su farmacéutico en caso de que precise más información o consejos o bien si nota algún efecto secundario. En caso de que tras una aplicación continuada no observe ningún resultado positivo o incluso se produzca un empeoramiento, consulte a su médico.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

CONTENIDO DE LAS INSTRUCCIONES DE USO:

- ¿Qué son los lápices cáusticos SILVERIN® y para qué se utilizan?
- ¿Qué debe tenerse en cuenta antes de la aplicación de los lápices cáusticos SILVERIN®?
- ¿Cómo deben aplicarse los lápices cáusticos SILVERIN®?
- ¿Qué efectos secundarios pueden producirse?
- ¿Cómo deben guardarse los lápices cáusticos SILVERIN®?
- Contenido del envase e información adicional

1. ¿QUÉ SON LOS LÁPICES CÁUSTICOS SILVERIN® Y PARA QUÉ SE UTILIZAN?

El nitrato de plata actúa en concentraciones bajas como bactericida y en concentraciones elevadas como corrosivo y por tanto puede provocar necrosis. El nitrato de potasio es el diluyente para que la reacción del nitrato de plata se produzca de forma suave. La mezcla se aplica en un lápiz, cuya parte superior es similar a la cabeza de un fósforo, que tras su humectación para la primera aplicación está listo para usar. Este producto médico permite una aplicación por puntos de forma que el efecto se limita a puntos muy concretos.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

APLICACIONES:

Para el tratamiento de verrugas y tejidos de granula, restos del cordón umbilical y el crecimiento desmesurado de la piel, estomatitis aftosa, para la hemostasis en caso de hemorragias superficiales y sangrado de la nariz.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

2. ¿QUÉ DEBE TENERSE EN CUENTA ANTES DE LA APLICACIÓN DE LOS LÁPICES CÁUSTICOS SILVERIN®?

Los lápices cáusticos no deben utilizarse en caso de que sea alérgico al nitrato de plata o al nitrato de potasio. Puede tardar hasta 24 horas en cambiar de color la zona aplicada.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

- En caso de cualquier alteración cutánea que presente un color inusual o una forma inusual, que no pueda considerarse claramente exceso de tejido granular (caro luxurians) o una simple verruga, los SILVERIN® STICKS solo deberán utilizarse bajo control médico.
- No agarre la cabeza (agente cáustico) del SILVERIN® STICK con las manos mojadas.
- Proteja su ropa y otros objetos al manipular los lápices.
- El nitrato de plata provoca manchas de color entre marrón y negro que no pueden eliminarse con productos de limpieza usuales.
- La piel sana, sobre la que se haya aplicado de forma involuntaria el producto de la cabeza del lápiz, deberá lavarse con agua abundante y frotarse con una esponja, ya que de lo contrario puede producirse una coloración oscura inocua en dicho punto de la piel. La mancha oscura desaparece después de unos 10-14 días.
- En caso de que el lápiz entre en contacto con el ojo, este deberá lavarse con agua abundante con el párpado abierto como mínimo durante 5 minutos y posteriormente acudir al médico.
- En caso de aplicación en la zona de la boca, es imprescindible procurar no tragarse piezas del cabezal del lápiz.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

NIÑOS: La aplicación en niños menores de 3 años solo deberá llevarse a cabo si así lo ha prescrito un médico en cada caso particular.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

INTERACCIONES:

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

EMBARAZO Y LACTANCIA:
En caso de que esté embarazada o en periodo de lactancia o si sospecha que puede estar embarazada o tiene la intención de quedarse en estado, antes de la aplicación de este producto médico consulte a su médico o farmacéutico.

Silvernitratsticka (300x400µm) mot svart bakgrund

APTITUD PARA CONDUCIR:

La aplicación de los lápices cáusticos SILVERIN® no tiene efectos en la aptitud para conducir.