

XENOSYS PANNLAMPA

Xenosys pannlampa har följande efterfrågade egenskaper:

- lätt
- mjuk mot huden och huvudet
- har ett starkt ljus om man så önskar (finns 4 lägen)

Övrigt:

- Batteriet varar 5-23 timmar beroende på vald ljusstyrka
- Laddtid 3-5 timmar
- Batteriet fästs i bältet eller läggs i fickan
- Rengörs med ytdecinfektion
- Pannbandet kan bytas



Mette Ståhlgren
mette.stahlgren@opivanordic.se
0725-30 28 82

Niclas Holmeback
niclas.holmeback@opivanordic.se
0725-29 28 82

Philip Ströberg
philip.stroberg@opivanordic.se
0709-71 81 40